

PRODUCTO SUMINISTRADO

Descripción: MASC.HIGIENICA AZUL 3 CAPAS PP(40x(5x10uds):2000uds)P:40

Código: MSPPRE000014

Características	
Modelo	A001
Ancho	95 mm
Largo	175 mm
Color	Azul.
Nº Capas	3
Composición	Polipropileno Melt blown 30%(capa de filtro), tejido no tejido 70%(capa interna y capa externa)
Pieza nasal	Aluminio.
Packing	
Cantidad por caja	2000
Cantidad por bolsa	10
Bolsas por cajetín	5
Cajetines por caja	40
Medidas cajetín	18.5x10.5x9
Peso cajetín	209 gr
Medidas caja	40x53x38 cm
Peso caja	9.6 kg
Cajas por palet	20 (4 cajas por capa, 5 capas)
Medidas palet	80x120x205 cm
Peso palet	288 kg
Código EAN bolsa 10 unid	8435598427335
Código EAN caja 50 unid	8435598434975
Código EAN caja master	18435598427332



Observaciones:

- Conforme EN149 2001+A1 2009, eficacia de filtración bacteriana superior al 95%.
- Cumple con la especificación UNE 0064-1:2020 - Altamente transpirable y cómoda.
- La mascarilla sanitaria previene eficazmente la inhalación de polvo, polen, cabello, gripe, gérmenes, etc. Adecuado para la limpieza diaria, personas alérgicas, personal de servicio (dental, enfermería, catering, clínica de belleza, uñas, mascotas, etc.), así como pacientes que necesitan protección respiratoria.
- No desprende partículas y es resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio. Exenta de látex, fibra de vidrio y de sustancias tóxicas o irritantes
- Sistema de sujeción con cintas elásticas y resistentes.
- Almacenar a temperatura ambiente

- Evite temperatura y humedad excesiva
- Fecha de caducidad: 2 años.
- Advertencia: esta mascarilla no es un producto sanitario, ni un equipo de protección individual (EPI). Éste producto está destinado a población sin síntomas de enfermedad.

Instrucciones de uso:

Para ponerse la mascarilla

- Lo primero es lavarse las manos con agua y jabón o gel desinfectante, siguiendo los pasos que marcan las autoridades sanitarias.
 - Partimos de la base de que la mascarilla está bien, pero habría que revisarla previamente para comprobar que no tiene rasgaduras o agujeros. Para ello, se sujeta por las gomas y se revisa a contraluz. Hecho esto, ya podríamos colocarla.
 - Importante: hay que asegurarse de que nos cubra bien, y ajustar la parte superior a la forma de nuestra nariz. Para quitarse la mascarilla
 - Para quitarla hay que ir a los lados y no al centro. Para ello hay que sujetarla de nuevo por las gomas laterales y sacarla hacia delante asegurándose de que se mantiene alejada en todo momento de la ropa y de la cara por si hubiese alguna zona contaminada.
- El último paso es tirarla a la basura y lavarse las manos.

TECNOPACKING S.L.
Fecha: 22.12.2025

L

Dpto. Calidad.